


PROFITUBE AntiVirus®
INOVATÍVNE RIEŠENIA
POTRUBNEJ POŠTY 110 a 160 mm



AntiVirus® PUZDRO

- ➔ Likvidácia zdrojov nákazy a zamedzovanie kontaminácii na puzdre i vo vnútri vďaka materiálu s prísadami iónov striebra.
- ➔ Maximálna ochrana personálu pri manipulácii s puzdrom.
- ➔ Možnosť využitia pre akékoľvek pracovisko v nemocnici.
- ➔ Testované podľa noriem ISO 22196 a ISO 21702 na ľudský koronavírus NL63.
- ➔ Schválené EPA, EFSA, FDA a REACH.




AntiVirus® POTRUBIE

- ➔ Likvidácia zdrojov nákazy, zamedzovanie kontaminácii a zvýšenie celkovej bezpečnosti prevádzky vďaka materiálu s prísadami iónov striebra.
- ➔ Inovatívna metóda výroby - ióny striebra integrované priamo do materiálu.
- ➔ Dlhá životnosť i účinnosť - nejde o dodatočnú aplikáciu.
- ➔ Prepojenie oddelení nemocnice s najvyšším výskytom zdrojov nákazy.
- ➔ Testované podľa noriem ISO 22196 a ISO 21702 na ľudský koronavírus NL63.



AntiVirus® STANICA

- ➔ Likvidácia zdrojov nákazy, zamedzovanie kontaminácii vďaka materiálu s prísadami iónov striebra.
- ➔ Prejazdná časť stanice v antimikrobiálnom vyhotovení.
- ➔ Využitie technológie iónov striebra.
- ➔ Maximálna ochrana personálu pri manipulácii so stanicou.
- ➔ Možnosť dovybavenia súčasných staníc.



AntiVirus® FILTER

- ➔ Vysoko účinný H14 HEPA filter čistí prichádzajúci a odchádzajúci vzduch.
- ➔ Submikrónové sklenené vlákno - ničí baktérie a vírusy.
- ➔ Jednoduchá inštalácia - nové i súčasné systémy.
- ➔ Kompaktné vyhotovenie - Ø 200 mm x 400 mm.
- ➔ Veľká filtračná plocha zaisťuje dlhú životnosť.
- ➔ Testované podľa normy STN EN 1822-1.





AntiVirus® DEZINFEKČNÉ PUZDRO

- ➔ Jedinečná a unikátna technológia čistenia a dezinfekcie.
- ➔ Viacstupňový proces čistenia a dezinfekcie:
 - Hrubé čistenie.
 - Jemné antimikrobiálne čistenie.
 - Dezinfekcia UV-C žiarením.
 - Dezinfekcia rozprašovaním dezinfekčného prostriedku.
- ➔ Automatizovaná prevádzka so softvérom AntiVirus® šetrí čas personálu.
- ➔ Možné využitie v manuálnom režime.
- ➔ Zaistená ochrana a bezpečnosť používateľa pri manipulácii s puzdrom.
- ➔ Testované podľa normy STN EN 17272.





AntiVirus® DEZINFEKČNÁ BRÁNA


- ➔ Dezinfekcia celého puzdra UV-C žiarením v rámci jedného procesu.
- ➔ Dezinfekcia puzdra až po vyložení biologického materiálu.
- ➔ Automatizovaná prevádzka so softvérom AntiVirus® šetrí čas personálu.
- ➔ Možné využitie v manuálnom režime.
- ➔ Možnosť inštalácie do nových i súčasných systémov potrubnej pošty.
- ➔ Integrovaný UV-C filter pre bezpečnosť personálu.
- ➔ Testované podľa normy STN EN 17272.



AntiVirus® RIADENIE DEZINFEKČIE

- ➔ Umožňuje plnú automatizáciu procesov čistenia a dezinfekcie potrubnej pošty.
- ➔ Šetrí čas a znižuje záťaž personálu.
- ➔ Spolupracuje s komponentmi AntiVirus®.
- ➔ Monitoring a evidencia procesov čistenia a dezinfekcie v reálnom čase.
- ➔ Individuálne nastavenie podľa potrieb nemocnice.
- ➔ Automatizovaný proces čistenia a dezinfekcie eliminuje obmedzenie prevádzky.





- Osobne Vám predstavíme všetky možnosti technológie.
- Pripravíme Vám optimálne riešenie pre Vašu nemocnicu.
- Spracujeme konkrétnu projektovú dokumentáciu technológie.
- Zrealizujeme všetko podľa Vašich požiadaviek.
- Využijeme naše viac než 25-ročné skúsenosti.
- Zaisťujeme Vám záručný aj pozáručný nonstop servis po celú dobu životnosti technológie.



PROFITUBE SLOVAKIA s.r.o.
tel.: +420 595 222 123
mob.: +421 948 839 929
e-mail: obchod@profitube.eu
www.POTRUBNAPOSTA.sk